

CATÁLOGO

OFTALMOLOGIA

AUTO

LENSÔMETRO



MAGNA MÉDICA LTDA

Equipamentos Oftalmológicos

AUTO LENSÔMETRO



LINK INSTRUMENTS AL 1200

AUTO LENSÔMETRO LENSÔMETRO COMPUTADORIZADO

ESPECIFICAÇÕES:

- EQUIPAMENTO COM TELA CRISTAL LÍQUIDO COLORIDA TOUCH SCREEN REBATÍVEL,
- EQUIPAMENTO QUE FAZ LEITURAS DE TODOS OS TIPOS DELENTE, EM POTÊNCIA ESFÉRICA E CILÍNDRICA.
- POSSUI ACESSÓRIO PARA MEDIR LENTES DE CONTATO.
- POSSUI ADIÇÃO.
- REALIZAÇÃO MEDIÇÃO DA POTÊNCIA PRISMÁTICA
- MEDIÇÃO ESFÉRICA E CILÍNDRICA,
- EIXO CILÍNDRICO 0 A 180.
- TELA DE CRISTAL LÍQUIDO,
- IMPRESSORA TÉRMICA INTERNA COMPATÍVEL,
- REALIZA A MEDIÇÃO DE UV, LUZ AZUL...
- TENSÃO ELÉTRICA DE 100 A 240V AUTOMÁTICO.
- GARANTIA: 12 MESES