

CHINA WENZHOU REFRATOR TW-1430A



REFRATOR DE OFTALMOLÓGICO DE GREENS TW-1430A
REFRATOR TW-1430A

ESPECIFICAÇÕES

EQUIPAMENTO DE TESTE DE REFRAÇÃO EM METAL

ENGRENAGENS INTERNAS METÁLICAS E LENTES DE CRISTAL K9.

- EQUIPAMENTO DE TESTE DE REFRAÇÃO SUBJETIVA
- FAIXA DE PODER ESFÉRICO: 16,75D A -19,00D, COM LEITURA DE 0,25D OU 0,12D (QUANDO AS LENTES AUXILIARES 0,12D OU LENTES OPCIONAIS +/- 0,12D ESTIVEREM EM USO);
- FAIXA DE PODER CILÍNDRICO: 0 A -6,00D, COM LEITURA DE 0,25D OU 0,12D (QUANDO AS LENTES AUXILIARES - 2,00D ESTIVEREM EM USO);
- ESCALA DO EIXO DO ASTIGMATISMO: 0° A 180°
- CILINDRO CRUZADO: +/- 0,25D, TIPO REVERSA (SINCRONIZADO COM O EIXO DO ASTIGMATISMO) E +/- 0,50D;
- PRISMA ROTATIVO: 0 A 20D EM PASSOS DE 1D;
- AJUSTE INTERPUPILAR
- AJUSTE DE DESCANSO DE TESTA
- CONVERGÊNCIA
- DISTÂNCIA INTERPUPILAR PERMITINDO CONVERGÊNCIA
- CAMPO DE VISÃO EFETIVO
- POSSUI ÓPTICAS SELADAS PARA PROTEÇÃO CONTRA POEIRA E CÍLIOS,
- ENGRENAGENS METÁLICAS E LENTES EM CRISTAL.

CHINA WENZHOU - CHINA

- "P" - FILTRO POLARIZADOR (LENTE POLARIZADA)
- "WMV/RMV" - MADDOX ROD, VERTICAL: BRANCO (ESQUERDO 45°)
- VERMELHO (DIREITO 135°) "WMH/ RMH" - MADDOX ROD, HORIZONTAL: BRANCO (ESQUERDO)
- VERMELHO (DIREITO) "GL" - LENTES VERDES – FILTRO VERDE (ESQUERDA)
- "RL" - LENTES VERMELHAS – FILTRO VERMELHO (DIREITA)
- "+.12" - + 0.12D LENTE ESFÉRICA
- "PH" - PIN HOLE – BURACO ESTENOPEICO 1MM
- "10I" - BASE PRISMÁTICA INTERNA DE 10 DIOPTRIAS (BASE NASAL ESQUERDA)
- "6 U" - BASE PRISMÁTICA SUPERIOR (BASE SUPERIOR DIREITA)
- "±.50" - ±0.50D CILINDRO CRUZADO FIXO (AJUSTE DE CONVERGÊNCIA)
- "OC" - ABSORVEDOR (AJUSTE DE FRENTE – APOIO TESTA)
- ACESSÓRIOS: 02 PARES DE LENTES CILÍNDRICAS, CARTÃO DE LEITURA PARA PERTO, COM SUPORTE, CAPA PROTETORA, 01 CAIXA PARA LENTES ACESSÓRIAS.
- DISPONÍVEL NAS CORES PRETO OU BRANCO.